


Catalogo semilavorati per plantari e materiali 2022



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



Ogni giorno iniziamo
a essere ciò che
vogliamo diventare.





La nostra mission

Progettiamo, produciamo e distribuiamo una gamma completa di ortesi, plantari e prodotti per l'elastocompressione. Il binomio qualità e prezzo dei prodotti, la flessibilità produttiva e di gestione ci hanno reso leader ma nel cuore siamo una famiglia. Perché il successo non è solo un traguardo individuale ma un progresso del gruppo.

La nostra vision

Contiamo sull'organizzazione. Vogliamo mettere i nostri prodotti a disposizione di un numero sempre maggiore di persone, puntando su flessibilità e dedizione, per essere il punto di riferimento di tecnici ortopedici, specialisti e pazienti. Perché la riabilitazione, efficace e non invasiva, è un mezzo per aiutare a vivere meglio.

Take
care
feel
better



Design italiano nella progettazione

Studiare un prodotto implica mettersi in gioco, perché ogni volta è una nuova sfida che accettiamo con entusiasmo.

Vogliamo che il tutore sia funzionale, secondo quanto ci suggeriscono i medici, pratico per i tecnici che lo adatteranno ed efficace per rendere più facile la vita per il paziente. Conciliare tutte le esigenze non è facile, ma trovare una soluzione originale e di design che aiuti una persona a vivere meglio, ci fa dire che ne è valsa la pena.

Ing. Francesco Turconi, R&S, Headquarters Svizzera



Produzione europea

Ortoveneta

Noi, in Italia, siamo responsabili dei prodotti con componenti in alluminio e con componenti in materiale plastico. Ma ancora prima di applicare i componenti ai prodotti, dobbiamo progettare i macchinari per le loro lavorazioni. È lì che la nostra creatività si deve scatenare. Inventiva e rigore sono le nostre abilità.

Michele Caporello, CEO, Ortoveneta, Italia

ICS Orthoservice

Nella maestria artigianale moldava abbiamo trovato un grande partner. Qui in Moldavia realizziamo i tanti prodotti che richiedono, oltre alla cura della qualità, anche precisione e massima accuratezza. Ogni progetto è un lavoro di cesello, da veri perfezionisti.

Maurizio Pilastro, Responsabile Produzione ICS, Moldavia



Precisione svizzera nella pianificazione

Passare dalla teoria alla pratica richiede intuito e pazienza. Verificata la fattibilità del progetto, selezioniamo le materie prime con lo standard di qualità che richiediamo. Per questo preferiamo fornitori all'interno dei confini europei. Scelta la location produttiva in funzione della tipologia di prodotto, pianifichiamo modi e tempi, tenendo sempre conto della gamma già a catalogo. Essere chiari su chi fa cosa è il nostro obiettivo.

*Mauro Ravese, pianificazione della produzione
Headquarters Svizzera*



Distribuzione diretta

Negli anni abbiamo capito che pianificazione delle vendite a tavolino ed esperienza sul campo devono andare a braccetto. Per questo, in Italia, Svizzera, Germania e Polonia, paesi in cui siamo presenti con nostre filiali, i responsabili affiancano la rete commerciale e gli informatori medici.

”



Un unico sistema azienda, tante unità produttive e gestionali



ORTHOSERVICE POLSKA sp. z o.o.
2021 - Częstochowa, Polonia



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
2011 - Baden-Baden, Germania



ICS ORTHOSERVICE
2010 - Balti, Moldavia



ORTHOSERVICE AG
1996 - Chiasso, Svizzera



ORTOVENETA
2007 - Maser, Italia



RO+TEN Srl
1978 - Verano Brianza, Italia

I numeri di ORTHOSERVICE RO+TEN

- Presente dal 1978 nel settore delle ortesi
- Oltre 130 dipendenti
- 7 brevetti accreditati
- Esportazione in 20 paesi

ORTHOSERVICE RO+TEN: LA CATENA DI ECCELLENZA

Personalizzare un plantare, rendendolo il più idoneo ad ogni piede, richiede un mix di elementi e competenze non comuni.

I semilavorati per plantari Orthoservice RO+TEN sono progettati con materie prime affidabili e garantite, selezionate tra le migliori disponibili sul mercato.

I diversi semilavorati, di ottima fattura, facili da lavorare per asportazione di materiale o termoformabili, vi consentiranno di trovare la soluzione a svariati problemi, grazie ad accorgimenti d'avanguardia.

Questa è la "catena dell'eccellenza" in cui crediamo: lavorare fianco a fianco mettendo nelle vostre mani solo il meglio, per garantire il massimo benessere dei pazienti.

Buon lavoro!

Tutti i nostri semilavorati
per plantari sono
termoformabili a
90/95°C per 4/6 minuti.

SEMILAVORATI

PER PLANTARI

LINEA K


Una linea di semilavorati per plantari tecnici nata per soddisfare le esigenze degli sportivi ma adatta anche ai pazienti reumatici. La differenziazione dei materiali, non solo in strati diversi ma nell'ambito dello stesso strato, consente di progettare plantari altamente personalizzabili, stabilendo forma, densità, distribuzione dei carichi e risposta alle sollecitazioni, area per area.



K10

CODICE PR4-80010


Semilavorato per plantare sportivo tecnico



K11

CODICE PR4-80011

Semilavorato per plantare reumatico tecnico



Con rinforzo in resina

LINEA H


Una linea di semilavorati per plantari particolarmente versatili e facilmente adattabili a esigenze specifiche, anche molto diverse. Per la maggior parte lavorabili per asportazione di materiale, sostengono e ammortizzano dove serve, grazie alla possibilità di scegliere, sia in termini di forma, grado di avvolgenza, densità e presenza di particolari accorgimenti, le caratteristiche più idonee al raggiungimento del risultato desiderato.



H12

CODICE PR4-80012


Semilavorato per plantare monocoque multicolore



H13

CODICE PR4-80013

Semilavorato per plantare bidensità con barra






Con rinforzo in fibra vegetale

H14

CODICE PR4-80014

Semilavorato per plantare bidensità standard




Con rinforzo in fibra vegetale

H16

CODICE PR4-80016

Semilavorato per plantare bidensità standard 3/4




Con rinforzo in fibra vegetale

H18

CODICE PR4-80018

Semilavorato per plantare avvolgente (bambino)






Con rinforzo in resina

H39

CODICE PR4-80039

Semilavorato per plantare fisiologico con spinta metatarsale morbida



LINEA Z

Dedicata al piede diabetico e artritico, la **Linea Z** consente di creare plantari personalizzabili scegliendo la forma e determinando, per ogni distretto del piede, il grado di durezza e l'eventuale aggiunta di rinforzi o barre.

Grazie ai materiali a memoria di forma, l'adattabilità al piede è massima, le pressioni eccessive scaricate e la stabilità di meso e retro piede garantite.




Con rinforzo in resina

Z21

CODICE PR4-80021

Semilavorato per plantare comfort plus (diabetico e reumatico)




Con rinforzo in resina

Z22

CODICE PR4-80022

Semilavorato per plantare comfort (diabetico e reumatico)




Con rinforzo in resina

Z23

CODICE PR4-80023

Semilavorato per plantare reumatico in dima






Con rinforzo in fibra vegetale

Z40

CODICE PR4-80040

Semilavorato per plantare fisiologico con barra in lattice




Con rinforzo in resina

Z59

CODICE PR4-80059

Semilavorato per plantare con barra retrocapitata; ricoperto




Con rinforzo in fibra vegetale

Z80

CODICE PR4-80080

Semilavorato per plantare fisiologico antishock con spinta metatarsale morbida



LINEA J-PEDIATRICA

Una linea appositamente creata per i più piccoli.

L'aumentata avvolgenza garantisce stabilità, soprattutto a livello di tallone e cuboide, assicurando il controllo sia in pronazione che supinazione.


Nella versione con multistrato la corretta deambulazione è favorita anche da una buona flessibilità.



J24

CODICE PR4-80024


Semilavorato per plantare avvolgente dinamico (bambino)



J25

CODICE PR4-80025

Semilavorato per plantare semi-avvolgente dinamico (bambino)



Con rinforzo in fibra vegetale

ORTHOSERVICE RO+TEN: I NOSTRI PUNTI FERMI

I materiali e accessori selezionati da Orthoservice RO+TEN hanno ottime caratteristiche, ideali per facilitare il lavoro di chi confeziona su misura: le basi hanno forme, durezze e spessori differenziati; con gli inserti potrete calibrare grado di assorbimento /dissipazione dell'energia e forza propulsiva. Le ricoperture e i rivestimenti, a contatto col piede, sono resistenti al sudore e dermocompatibili, la colla è ad acqua. La termoformatura è facilitata, grazie alle caratteristiche di temperatura e tempo simili per ogni materiale. Affidabilità, durata e bassa necessità di manutenzione sono i nostri punti fermi. Metteteli subito alla prova.

MATERIE

PRIME

	Codice	Nome	Colore	Spessore (mm)	Densità (kg/m ³)	Durezza	Temperatura di lavoro	Formato Vendita (mm)
Ricoperture superiori	OSVE016	Luxor	Nero	-	-	-	-	1000x1400
	OSVE005	Luxor Adesivato	Nero	-	-	-	-	25000x115
	OSVE018	Thunder+PodoDry	Nero	-	-	-	-	1000x1400
	OSVE006	Thunder+PodoDry	Nero	-	-	-	-	25000x115
	OSVE001	Micro Fibra Stretch	Curry	-	-	-	-	25000x115
	OSVE002	Micro Fibra Stretch	Dark choco	-	-	-	-	25000x115
	OSVE010	Micro Fibra Stretch	Nero	-	-	-	-	25000x115
	OSVE003	Lai Porellina	Beige	-	-	-	-	25000x115
	OSVE004	Lai Porellina	Tortora	-	-	-	-	25000x115
	OSVE009	Lai Porellina	Nero	-	-	-	-	25000x115
	OSB0001	Carbon Style	Nero	0,6				1400X1000
Rivestimenti	PR4-131000303	EVA XDE Impact	Crema	3	170	20 ShA		1000x650
	PR4-131000306	EVA XDE Impact	Crema	6	170	20 ShA		1000x650
	OSCR016	Eva 25 Soft micro	Marrone	1	270	23/28 ShA	90°C 30 sec	1070x900
	OSCR067	Eva 25 Soft micro	Nero	1	270	23/28 ShA	90°C 30 sec	1070x900
	OSEUAT025	EVA25Elast forato	Beige	6	130	23/28 ShA	90°C 3min	920x1100
	OSEUAT026	EVA25Elast forato	Beige	3	130	23/28 ShA	90°C 2min	920x1100
	OSCR019	EVA 28 Tech	Blu	2	130	25/35 ShA	90°C 2 min	900x950
	OSEU021	EVA 30 micro	Albicocca	2	90	28/35 ShA	90°C 2 min	1000x950
	OSEU020	EVA 30 micro	Albicocca	3	90	28/35 ShA	90°C 2 min	1000x950
	OSEU019	EVA 30 micro	Albicocca	5	90	28/35 ShA	90°C 3 min	1000x950
	OSEUAT022	EVA 30 PLUS micro	Nero	5	150	28/35 ShA	90°C 3min	1000X950
	OSEUAT023	EVA 30 PLUS micro	Nero	3	150	28/35 ShA	90°C 2min	1000X950
	OSEUAT024	EVA 30 PLUS micro	Nero	2	150	28/35 ShA	90°C 2min	1000X950
	OSEUAT017	EVA 30 PLUS micro	Albicocca	5	150	28/35 ShA	90°C 3min	1000X950
	OSEUAT018	EVA 30 PLUS micro	Albicocca	3	150	28/35 ShA	90°C 2min	1000X950
	OSEUAT019	EVA 30 PLUS micro	Albicocca	2	150	28/35 ShA	90°C 2min	1000X950
	OSEUAT020	EVA 30 PLUS	Albicocca	5	150	28/35 ShA	90°C 3min	1000X950
	OSSEAT001	EVA 30 BIO micro	Cuoio	2	160	28/35 ShA	80°C 2min	1000X950
	OSSEAT002	EVA 30 BIO micro	Cuoio	3	160	28/35 ShA	80°C 2min	1000X950
	OSSEAT003	EVA 30 BIO micro	Cuoio	5	160	28/35 ShA	80°C 3min	1000X950
	OSSEAT004	EVA 30 BIO	Cuoio	3	160	28/35 ShA	80°C 2min	1000X950
	OSSEAT005	EVA 30 BIO	Cuoio	5	160	28/35 ShA	80°C 3min	1000X950
	OSCR021	EVA 33 Tech	Rosso	2,5	120	30/35 ShA	90°C 2 min	1000x1000
	OSEU007	EVA 38 micro	Maculato	2	200	35/45 ShA	90°C 2 min	1000x950
	OSEU006	EVA 38 micro	Maculato	3	200	35/45 ShA	90°C 2 min	1000x950
	OSEU005	EVA 38 micro	Maculato	5	200	35/45 ShA	90°C 3 min	1000x950
	OSEU011	EVA 38 micro	Marmorizzato	2	200	35/45 ShA	90°C 2 min	1000x950
	OSEU010	EVA 38 micro	Marmorizzato	3	200	35/45 ShA	90°C 2 min	1000x950
	OSEU009	EVA 38 micro	Marmorizzato	5	200	35/45 ShA	90°C 3 min	1000x950
	OSSE004	EVA 40 micro	Azzurro	2	230	35/45 ShA	90°C 2 min	900x980
	OSSE005	EVA 40 micro	Azzurro	3	230	35/45 ShA	90°C 2 min	900x980
	OSSE006	EVA 40 micro	Azzurro	5	230	35/45 ShA	90°C 3 min	900x980
	OSSEAT008	EVA 40	Azzurro	3	230	35/45 ShA	90°C 2min	900x980
	OSSEAT009	EVA 40	Azzurro	5	230	35/45 ShA	90°C 3min	900x980
	OSSE009	EVA 40 micro	Rosso	2	230	35/45 ShA	90°C 2 min	900x980
	OSSE010	EVA 40 micro	Rosso	3	230	35/45 ShA	90°C 2 min	900x980
	OSSE011	EVA 40 micro	Rosso	5	230	35/45 ShA	90°C 3 min	900x980
	OSSEAT010	EVA 40	Rosso	3	230	35/45 ShA	90°C 2min	900x980
	OSSEAT011	EVA 40	Rosso	5	230	35/45 ShA	90°C 3min	900x980
	OSSE014	EVA 40 micro	Testa di moro	2	230	35/45 ShA	90°C 2 min	900x980
	OSSE015	EVA 40 micro	Testa di moro	3	230	35/45 ShA	90°C 2 min	900x980
	OSSE016	EVA 40 micro	Testa di moro	5	230	35/45 ShA	90°C 3 min	900x980
OSSEAT012	EVA 40	Testa di Moro	3	230	35/45 ShA	90°C 2min	900x980	

Codice	Nome	Colore	Spessore (mm)	Densità (kg/m³)	Durezza	Temperatura di lavoro	Formato Vendita (mm)	
OSSEAT013	EVA 40	Testa di Moro	5	230	35/45 ShA	90°C 3min	900x980	Rivestimenti
OSOM001	Poron® Medical	Beige	1,5	-	-	-	1372x1000	
OSOM002	Poron® Medical	Beige	3	-	-	-	1372x1000	
OSOMAT014	Poron® Medical micro	Beige	1,5	-	-	-	1372x1000	
OSOMAT015	Poron® Medical micro	Beige	3	-	-	-	1372x1000	
OSOM004	Poron® Performance	Nero	1,5	-	-	-	1372x1000	
OSOM003	Poron® Performance	Nero	2,5	-	-	-	1372x1000	
OSCR015	Poron® Slow Memory	Arancio	3	-	18 Sh0	-	1320x1000	
OSEUAT021	EVA 30 PLUS	Albicocca	10	150	28/35 ShA	90/95°C 5min	1000X950	Basi
OSSEAT029	EVA 30 BIO	Cuoio	10	160	28/35 ShA	90/95 C 5 min	1000x950	
OSSEAT030	EVA 30 BIO	Cuoio	15	160	28/35 ShA	90/95 C 5 min	1000x950	
OSSE007	EVA 40	Azzurro	10	230	35/45 ShA	90/95°C 5 min	900x980	
OSSE017	EVA 40	Testa di moro	10	230	35/45 ShA	90/95°C 5 min	900x980	
OSSE012	EVA 40	Rosso	10	230	35/45 ShA	90/95°C 5 min	900x980	
OSSE022	Eva 40 Multicolor	Multicolor	15	230	35/45 ShA	90/95°C 6 min	900x980	
OSSE002	EVA 50	Grigio	10	200	45/55 ShA	90/95°C 6 min	850x950	
OSSE001AT	EVA 50	Grigio	5	200	45/55 ShA	90/95°C 3 min	940x850	
OSSEAT019AT	EVA 50	Nero	5	200	45/55 ShA	90/95°C 6 min	850x950	
OSSE020	EVA 50	Nero	10	200	45/55 ShA	90/95°C 6 min	850x950	
OSSE027	EVA 60	Carta da Zucchero	10	200	55/65 ShA	90/95°C 6 min	800x940	
OSEUAT0033	EVA 62 Sughero	Sughero	2	260	55/65 ShA	90/95°C 4 min	800x940	
OSSE023	EVA 62 Sughero	Sughero	5	260	55/65 ShA	90/95°C 4 min	800x940	
OSSE024	EVA 62 Sughero	Sughero	10	260	55/65 ShA	90/95°C 6 min	800x940	
OSCR024	CrispinFlux	Azzurro	0,9	-	-	90/95°C 5 min	750x1000	Basi resina
OSCR025	CrispinFlux	Azzurro	1,3	-	-	90/95°C 5 min	750x1000	
OSCU002	Reno	Grigio	1,2	-	-	90/95°C 5 min	750x1000	Rinforzi resina
OSCR002	CrispinFlex color	Verde	1	-	-	90/95°C 3 min	750x1000	
OSCR004	SuperFlex	Sabbia	1,8	-	-	90/95°C 4 min	750x1000	Rinforzi vegetali
OSOS002	Rinforzo termo	Bianco	0,8	-	-	90/95°C 3 min	700x1000	
OSOS001	Rinforzo termo	Bianco	1,2	-	-	90/95°C 4 min	700x1000	
OSOS003	Rinforzo termo	Bianco	1,9	-	-	90/95°C 4 min	700x1000	Shock Absorber
OSOM006	Poron® XRD™	Giallo	3	240	32 Sh0	-	1372x1000	
OSOM015	Poron® XRD™	Giallo	6	240	32 Sh0	-	1372x1000	Ricoperture inferiori
OSSP001	Futura	Grigio	-	-	-	-	1000x1400	
B051	Blocco 33x25 Eva 25	Salmone	30	120	25 ShA	-	330x250	Blocchi
B049	Blocchi 33x25 Eva 30	Miele	31	160	30 ShA	-	330x250	
OSSE026	Blocco 33x25 Eva 35	Grigio	30	160	30/40 ShA	-	330x250	
OSSE030	Blocco 33x25 Eva 40	Azzurro	30	230	35/45 ShA	-	330x250	
R3040010A	Blocco 33x25 Eva 40	Arancio	30	230	40 ShA	-	330x250	
OSSE031	Blocco 33x25 Eva 40 Multic.	Multicolor	30	230	35/45 ShA	-	330x250	
B053	Blocchi 33x25 Eva 50	Nero	31	200	50 ShA	-	330x250	
B010	Blocchi ovali Eva 25	Salmone	31	120	25 ShA	-	Ovali (coppia)	
B011	Blocchi ovali Eva 30	Miele	31	160	30 ShA	-	Ovali (coppia)	
B059	Blocchi ovali Eva 50	Grigio chiaro	30	230	50 ShA	-	Ovali (coppia)	
B012	Blocchi ovali Eva 40	Grigio scuro	31	230	40 ShA	-	Ovali (coppia)	
OSB005	Blocchi 30x40 Eva 40	Multicolor	31	230	40 ShA	-	300x400 con fori	
OSB040	Blocchi 30x40 Eva 40	Grigio scuro	30	230	40 ShA	-	300x400 con fori	
R4040463A	Blocchi 30x40 Eva 40	Grigio chiaro	30	230	40 ShA	-	300x400	
OSPO001	Carta podografica	-	-	-	-	-	50 pezzi (1 cf)	
OSCA004	Colla base Acqua	-	-	-	-	-	1 kg (1 cf)	
OSCA011	Colla Neoprenica	-	-	-	-	-	1 kg (1 cf)	
OSCA010	Diluente per colla Neoprenica	-	-	-	-	-	1 l (1 cf)	
OSTH003	Film bi-Adesivo	Bianco	-	-	-	-	Rotolo (cm11,5*mt50)	
OSGU001	Portacolla	-	-	-	-	-	1 pezzo	
OSSR002	Schiuma Fenolica grande	-	-	-	-	-	25 pezzi (1 cf)	
OSSR001	Schiuma Fenolica piccola	-	-	-	-	-	50 pezzi (1 cf)	

Luxor


NERO



Tipo: Ricopertura Superiore
Formato:
rotolo L= 1 m - h= 1400 mm
Codice: **OSVE016**
rotolo L= 25 m h= 115 mm
(già adesivato)
Codice: **OSVE005**

Thunder+PodoDry

NERO



Tipo: Ricopertura Superiore
Formato:
rotolo L= 1 m - h= 1400 mm
Codice: **OSVE018**
rotolo L= 25 m - h= 115 mm
Codice: **OSVE006**

MicroFibraStretch

CURRY - DARK CHOCO - NERO




Tipo: Ricopertura Superiore
Con trattamento
Sanitized e Antibatterico
Formato:
rotolo L= 25 m - h= 115 mm
Codice: **OSVE001 Curry**
Codice: **OSVE002 Dark Choco**
Codice: **OSVE010 Nero**



LaiPorellina

BEIGE - TORTORA - NERO



Tipo: Ricopertura Superiore
Formato:
rotolo L= 25 m - h= 115 mm
Codice: **OSVE003 Beige**
Codice: **OSVE004 Tortora**
Codice: **OSVE009 Nero**



Carbonstyle

NERO



Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
1400 x 1000 mm
Spessore:
0,6 mm 
Codice: **OSB0001**

EVA XDE Impact

CREMA



Densità (kg/m³): 170
Durezza (Shore A): 20
Tipo: Rivestimento
Proprietà: Shock Absorber
Superficie: Liscio
Dimensione Foglio:
100 x 65 mm
Spessore:
3 mm 
Codice: **PR4-131000303**
6 mm 
Codice: **PR4-131000306**

EVA25SOFTmicro

MARRONE - NERO



Densità (kg/m³): 270
Durezza (Shore A): 23/28
Temperatura di lavoro:
90° C 30 sec
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
1070 x 900 mm
Spessore: 1 mm 
Codice: **OSCR016 Marrone**
1 mm 
Codice: **OSCR067 Nero**



EVA25ELASTforato

BEIGE



Densità (kg/m³): 130
Durezza (Shore A): 23/28
Temperatura di lavoro:
90° C 2 min. (3 mm)
90° C 3 min. (6 mm)
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
920 x 1100 mm
Spessore:
3 mm 
Codice: **OSEUAT026**
6 mm 
Codice: **OSEUAT025**

EVA28TECH


BLU



Densità (kg/m³): 130
Durezza (Shore A): 25/35
Temperatura di lavoro:
90° C 2 min
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
900 x 950 mm
Spessore:
2 mm 
Codice: **OSCR019**

EVA30micro

ALBICOCCA



Densità (kg/m³): 90
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro:
90° C 2 min - 90° C 3 min (5 mm)
Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Spessore:
2 mm 
Codice: **OSEU021**
3 mm 
Codice: **OSEU020**
5 mm 
Codice: **OSEU019**

EVA30PLUSmicro

NERO




Densità (kg/m³): 150
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro:
90° 2 min. (2 - 3 mm)
90° 3 min. (5 mm)
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Spessore:
2 mm 
Codice: **OSEUAT024**
3 mm 
Codice: **OSEUAT023**
5 mm 
Codice: **OSEUAT022**

EVA30PLUSmicro


ALBICOCCA



Densità (kg/m³): 150
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro:
90° C 2 min - 90° C 3 min (5 mm)
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Spessore:
2 mm 
Codice: **OSEUAT019**
3 mm 
Codice: **OSEUAT018**
5 mm 
Codice: **OSEUAT017**

EVA30PLUS

ALBICOCCA



Densità (kg/m³): 150
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro:
90°C 3 min
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm

Spessore: 5 mm 
Codice: **OSEUAT020**

EVA30BIOmicro

CUOIO




Densità (kg/m³): 160
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro:
80°C 2 min - 80°C 3 min (5 mm)
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Spessore:

2 mm 
Codice: **OSSEAT001**
3 mm 
Codice: **OSSEAT002**
5 mm 
Codice: **OSSEAT003**

EVA30BIO

CUOIO



Densità (kg/m³): 160
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro:
80°C 2 min - 80°C 3 min (5 mm)
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Spessore:

3 mm 
Codice: **OSSEAT004**
5 mm 
Codice: **OSSEAT005**

EVA33TECH

ROSSO




Densità (kg/m³): 120
Durezza (Shore A): 30/35
Temperatura di lavoro:
90° 2 min.

Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
1000 x 1000 mm
Spessore: 2,5 mm 
Codice: **OSCR021**

EVA38micro

MACULATO



Densità (kg/m³): 200
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Spessore:

2 mm 
Codice: **OSEU007**
3 mm 
Codice: **OSEU006**
5 mm 
Codice: **OSEU005**

EVA38micro

MARMORIZZATO




Densità (kg/m³): 200
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Spessore:

2 mm 
Codice: **OSEU011**
3 mm 
Codice: **OSEU010**
5 mm 
Codice: **OSEU009**

EVA40micro

AZZURRO



Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Spessore:
2 mm 
Codice: **OSSE004**
3 mm 
Codice: **OSSE005**
5 mm 
Codice: **OSSE006**

EVA40

AZZURRO



Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Spessore:
3 mm 
Codice: **OSSEAT008**
5 mm 
Codice: **OSSEAT009**

EVA40micro

ROSSO



Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Spessore:
2 mm 
Codice: **OSSE009**
3 mm 
Codice: **OSSE010**
5 mm 
Codice: **OSSE011**

EVA40

ROSSO



Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Spessore:
3 mm 
Codice: **OSSEAT010**
5 mm 
Codice: **OSSEAT011**

EVA40micro

TESTA DI MORO



Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Spessore:
2 mm 
Codice: **OSSE014**
3 mm 
Codice: **OSSE015**
5 mm 
Codice: **OSSE016**

EVA40

TESTA DI MORO



Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Spessore:
3 mm 
Codice: **OSSEAT012**
5 mm 
Codice: **OSSEAT013**

PORON® Medical

BEIGE



Tipo: Rivestimento
Formato:
rotolo L = 1 m - h = 1372 mm
Spessore:
1,5 mm 
Codice: **OSOM001**
3 mm 
Codice: **OSOM002**

PORON® Medicalforato


BEIGE



Tipo: Rivestimento
Formato:
rotolo L = 1 m - h = 1372 mm
Spessore:
1,5 mm 
Codice: **OSOMAT014**
3 mm 
Codice: **OSOMAT015**

PORON® Performance

NERO



Tipo: Rivestimento
Formato:
rotolo L = 1 m - h = 1372 mm
Spessore:
1,5 mm 
Codice: **OSOM004**
2,5 mm 
Codice: **OSOM003**

PORON® SlowMemory


ARANCIO



Durezza (Shore „0"): 18
Tipo: Rivestimento
Dimensione Foglio:
1320 x 1000 mm
Spessore:
3 mm 
Codice: **OSCR015**

EVA30PLUS


ALBICOCCA



Densità (kg/m³): 150
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro:
90/95° C 5 min.
Tipo: Base
Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Spessore:
10 mm 
Codice: **OSEUAT021**

EVA30BIO


CUOIO



Densità (kg/m³): 160
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro: 80°C 5 min.
Tipo: Base
Dimensione Foglio: 1000 x 950 mm
Spessore:
10 mm 
Codice: **OSSEAT029**
15 mm 
Codice: **OSSEAT030**

EVA40

AZZURRO-ROSSO-TESTA DI MORO



Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90/95° C 5 min.
Tipo: Base
Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Spessore:
10 mm
Codice: **OSSE007 Azzurro**
Codice: **OSSE012 Rosso**
Codice: **OSSE017 Testa di moro**



EVA40Multicolor

MULTICOLOR



Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90/95° C 6 min.
Tipo: Base
Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Spessore:
15 mm
Codice: **OSSE022**



EVA50

GRIGIO



Densità (kg/m³): 200
Durezza (Shore A): 45/55
Temperatura di lavoro:
90/95° C 3 min.
Tipo: Base
Dimensione Foglio:
940 x 850 mm
Spessore:
5 mm
Codice: **OSSE001AT**
10 mm
Codice: **OSSE002**




EVA50

NERO



Densità (kg/m³): 200
Durezza (Shore A): 45/55
Temperatura di lavoro:
90/95° C 3 min.
Tipo: Base
Dimensione Foglio:
940 x 850 mm
Spessore:
5 mm
Codice: **OSSEAT019AT**
10 mm
Codice: **OSSE020**



EVA60

CARTA DA ZUCCHERO



Densità (kg/m³): 200
Durezza (Shore A): 55/65
Temperatura di lavoro:
90/95° C 6 min.
Tipo: Base
Dimensione Foglio:
800 x 940 mm
Spessore:
10 mm
Codice: **OSSE027**



EVA62Sughero

SUGHERO




Densità (kg/m³): 260
Durezza (Shore A): 55/65
Temperatura di lavoro:
90/95° C 4 min - 90/95° C 6 min (10mm)
Tipo: Base
Dimensione Foglio: 800 x 940 mm
Spessore:
2 mm
Codice: **OSEUAT033**
5 mm
Codice: **OSSE023**
10 mm
Codice: **OSSE024**



CrispinFLUX

AZZURRO

BASI RESINA



Temperatura di lavoro:
90/95° C 5 min.
Tipo: Base resina
Dimensione Foglio:
750 x 1000 mm
Spessore:
0,9 mm 
Codice: **OSCR024**
1,3 mm 
Codice: **OSCR025**

RENO

GRIGIO



Temperatura di lavoro:
90/95° C 5 min.
Tipo: Base resina
Dimensione Foglio:
750 x 1000 mm
Spessore:
1,2 mm 
Codice: **OSCU002**

CrispinFLEXcolor

VERDE


RINFORZI RESINA



Temperatura di lavoro:
90/95° C 3 min.
Tipo: Rinforzo resina
Dimensione Foglio:
750 x 1000 mm
Spessore:
1 mm 
Codice: **OSCR002**

SuperFLEX

SABBIA






Temperatura di lavoro:
90/95° C 4 min.
Tipo: Rinforzo resina
Dimensione Foglio:
750 x 1000 mm
Spessore:
1,8 mm 
Codice: **OSCR004**

RinforzoTermo

BIANCO


RINFORZO VEGETALE



Temperatura di lavoro: 90/95°C
4 min - 90/95°C 3 min (0,8 mm)
Tipo: Rinforzo vegetale
Dimensione Foglio:
700 x 1000 mm
Spessore:
0,8 mm 
Codice: **OSOS002**
1,2 mm 
Codice: **OSOS001**
1,9 mm 
Codice: **OSOS003**

PORON® XRD™

GIALLO



Densità (kg/m³): 240
Durezza (Shore „0"): 32
Tipo: Shock absorber
Formato:
rotolo L = 1 m - h = 1372 mm
Spessore:
3 mm 
Codice: **OSOM006**
6 mm 
Codice: **OSOM015**

FUTURA


GRIGIO



Tipo: Ricopertura Inferiore
Formato:
rotolo L = 1 m - h = 1400 mm
Codice: **OSSP001**
rotolo L = 25 m - h = 115 mm
Codice: **OSVE007**

Lastra per basi

BIANCO




Materiale con trattamento antipolvere
Durezza (Shore A): 40 / 50
Tipo: Lastra per basi
Dimensione Foglio: 174x95 mm
Spessore:
5 mm 
SHA 50 Cod.: **PR4-L50050BIAA**
SHA 40 Cod.: **PR4-L40050BIAA**
10 mm 
SHA 50 Cod.: **PR4-L50100BIAA**
SHA 40 Cod.: **PR4-L40100BIAA**

Lastra per basi

GRIGIO



Materiale con trattamento antipolvere
Durezza (Shore A): 40 / 50
Tipo: Lastra per basi
Dimensione Foglio: 185x100 mm
Spessore:
5 mm 
SHA 40 Cod.: **PR4-L40050914A**
10 mm 
SHA 50 Cod.: **PR4-L50100914A**
SHA 40 Cod.: **PR4-L40100914A**




SHOCK ABSORBER

RICOPERTURE INFERIORI

LASTRE

HighflexLiscio


GIALLO



EVA Sh.20 Trattamento antibatterico e antifungino (certificato)
Particolarmente indicato per pazienti diabetici
Dimensione Foglio: 108 x 95 mm
Spessore:
2 mm 
Codice: **W701622630.02S**
4 mm 
Codice: **W701622630.04S**
6 mm 
Codice: **W701622630.06S**

HighflexMicroforato


GIALLO



EVA Sh.20 Trattamento antibatterico e antifungino (certificato)
Particolarmente indicato per pazienti diabetici
Dimensione Foglio: 108 x 95 mm
Spessore:
2 mm 
Codice: **W701622630.02SM**
4 mm 
Codice: **W701622630.04SM**
6 mm 
Codice: **W701622630.06SM**

HighflexPerforato

GIALLO



EVA Sh.20 Trattamento antibatterico e antifungino (certificato)
Particolarmente indicato per pazienti diabetici
Dimensione Foglio: 108 x 95 mm
Spessore:
2 mm 
Codice: **W701622630.02SP**
4 mm 
Codice: **W701622630.04SP**
6 mm 
Codice: **W701622630.06SP**




BLOCCOEVA25 33X25

SALMONE




Densità (kg/m³): 120
Durezza (Shore A): 25
Tipo: Blocco
Dimensione Foglio:
330 x 250 mm
Spessore:




30 mm
Codice.: **B051**

BLOCCOEVA30 33X25

MIELE




Densità (kg/m³): 160
Durezza (Shore A): 30/40
Dimensione Foglio:
330 x 250 mm
Spessore:




30 mm
Codice: **B049**

BLOCCOEVA35 33X25

GRIGIO CHIARO



Densità
(kg/m³): 160
Durezza (Shore A): 30/40
Dimensione Foglio:
330 x 250 mm
Spessore:




31 mm
Codice: **OSSE026**

BLOCCOEVA40 33X25

BLU - ARANCIO - MULTICOLOR




Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Tipo: Blocco
Dimensione Foglio:
330 x 250 mm
Spessore:




31 mm
Codice: **OSSE030** Blu
Codice: **R3040010A** Arancio
Codice: **OSSE031** Multicolor

BLOCCOEVA50 33X25

NERO




Densità (kg/m³): 200
Durezza (Shore A): 50
Tipo: Blocco
Dimensione Foglio:
330 X 250 mm
Spessore:




31 mm
Codice: **B053**

BLOCCHIEVA25 ovali

SALMONE




Densità (kg/m³): 120
Durezza (Shore A): 25
Tipo: Blocco
Dimensione Foglio:
Ovali (coppia)
Spessore:




31 mm
Codice: **B010**

BLOCCHIEVA30 ovali

MIELE




Densità (kg/m3): 160
Durezza (Shore A): 30
Tipo: Blocco
Dimensione Foglio:
Ovali (coppia)
Spessore:




BLOCCHIEVA50 ovali

GRIGIO CHIARO




Densità (kg/m3): 230
Durezza (Shore A): 50
Tipo: Blocco
Dimensione Foglio:
Ovali (coppia)
Spessore:




BLOCCOEVA40 ovali

GRIGIO SCURO




Densità (kg/m3): 230
Durezza (Shore A): 40
Tipo: Blocco
Dimensione Foglio:
Ovali (coppia)
Spessore:




BLOCCOEVA40 30X40

MULTICOLOR




Densità (kg/m3): 230
Durezza (Shore A): 40
Tipo: Blocco
Dimensione Foglio:
300 x 400 mm con fori
agli angoli
Spessore:




BLOCCOEVA40 30X40

GRIGIO SCURO




Densità (kg/m3): 230
Durezza (Shore A): 40
Tipo: Blocco
Dimensione Foglio:
300 x 400 mm con fori
agli angoli
Spessore:




BLOCCOEVA40 30X40

GRIGIO CHIARO



Densità (kg/m3): 230
Durezza (Shore A): 40
Tipo: Blocco
Dimensione Foglio:
300 x 400 mm con fori
agli angoli
Spessore:



Carta podografica

Quantità: 50 pezzi (1 cf)
Misure: altezza 33 cm, larghezza 48 cm
Codice: **OSP001**

Colla neoprenica

Quantità: 1 kg (1 cf)
Codice: **OSCA011**

Colla base acqua

Quantità: 1 kg (1 cf)
Codice: **OSCA004**

Diluente per colla neoprenica

Quantità: 1 l (1 cf)
Codice: **OSCA010**

Film bi-adesivo

BIANCO
Rotolo 11,5 cm x 50 m
Codice: **OSTH003**

Portacolla

Quantità 1 pezzo
Codice: **OSGU001**

Schiuma fenolica

GRANDE
Quantità: 1 confezione da 25 pezzi / Altezza: 5 cm
Codice: **OSSR002**

Schiuma fenolica

PICCOLA
Quantità: 1 confezione da 50 pezzi / Altezza: 3,5 cm
Codice: **OSSR001**

Forno ad aria

FORNO VENTILATO	Mod. XFT 193	Mis. Est. 800x774x509
	Mod. XFT 183	Mis. Int. 600x400
		Volt. 380-415V /220 -240V
FORNO VENTILATO	Mod. XFT 133	Mis. Est. 600x655x509
	Mod. XFT 113	Mis. Int. 460x330
		Volt. 220-240V 1N

Descrizione e prezzi vedi listino



Durafit breathable microfibers

A personal approach to
optimal foot comfort

Complete customization

DuraFit's color, structure, thickness and delivery format can be customized according to precise customer requirements. DuraFit can also be personalized with full-color or foil printing.

Make the most of branding by adding your logo or company name, or that of your client. A color print, foil print or the new metallic, iridescent or fluo print, give your product a personal and recognizable look. Ensure your quality product has a striking, immediately recognizable appearance.

Which color is best for you?

DuraFit microfibers are available in a wide range of colors and finishes.
You can determine which color may be the best fit for any given situation.

Colors are more powerful than we might think. And the colors you wear can make a lasting impact. Ensure your quality product has a striking, immediately recognizable appearance. We can also personalize products with your logo or company name and full-color or foil print. Show your true colors with DuraFit!

Per maggiori informazioni su prezzi, codici e colori disponibili si rimanda al Listino prezzi dedicato



MATERIE PRIME E MICROFIBRA



MATERIE PRIME E MICROFIBRA



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. A1. Ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le forniture di merci effettuate da Ro+Ten S.r.l. ("Ro+Ten"), partita IVA 02705610968, con sede legale in Milano, Via Marco De Marchi, 7, alla propria clientela professionale ("Acquirente").
- 1.2 Qualsiasi deroga o modifica, come pure qualsiasi condizione particolare, sarà valida solo se concordata per iscritto tra Ro+Ten e l'Acquirente.
- 1.3 Ciascun contratto di fornitura si intende retto dalle presenti condizioni generali di vendita e, per quanto qui non disposto, dalle altre condizioni concordate per iscritto, le quali tutte costituiscono parti integranti e sostanziali del contratto di fornitura.

2. Conclusione

- 2.1 Il contratto si intende concluso mediante l'invio a Ro+Ten dell'ordine da parte dell'Acquirente e senza necessità di espressa accettazione da parte di Ro+Ten la quale si riserva comunque il diritto di non accettare l'ordine.
- 2.2 Ro+Ten può manifestare la propria volontà di non accettare l'ordine entro i termini di 10 giorni dal ricevimento mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Acquirente.
- 2.3 Del pari, eventuali impegni scritti o verbali di agenti, distributori e/o collaboratori esterni di Ro+Ten vincolano quest'ultima soltanto in caso di sua conferma scritta.
- 2.4 Senza pregiudizio alla validità ed alla efficacia delle presenti condizioni generali di vendita, con riferimento ai soli prodotti oggetto di compravendita, i cataloghi, listini o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo e, salvo diverso accordo tra le due parti, non possono considerarsi in alcun modo parte del contratto.
- 2.5 Ro+Ten si riserva di apportare modifiche non sostanziali ai prodotti oggetto di fornitura e l'Acquirente rinuncia ora per allora ad ogni eccezione relativa alle modifiche poc'anzi dette.
- 2.6 Gli ordini ricevuti da Ro+Ten non potranno essere revocati o comunque annullati dall'Acquirente per alcun motivo. L'eventuale revoca o annullamento comporterà per l'Acquirente l'obbligo di corrispondere, comunque, l'intero prezzo della fornitura ordinata.

3. Prezzi

- 3.1 I prezzi indicati nel listino di Ro+Ten si intendono al netto delle spese di imballaggio, delle spese di trasporto, IVA e di qualsiasi altro onere fiscale.
- 3.2 Tali prezzi potranno essere variati da Ro+Ten senza preavviso, in considerazione di eventuali aumenti nel costo della manodopera e/o dei materiali, intervenuti fino alla data di consegna dei prodotti, come pure eventuali oneri fiscali divenuti applicabili nello stesso periodo.
- 3.3 I prezzi così variati costituiranno, ad ogni effetto, i prezzi finali di vendita.

4. Trasporto

- 4.1 La fornitura, salvo diversi accordi scritti, verrà effettuata in porto assegnato (spese a carico dell'Acquirente) nei seguenti casi:
- Con spedizioni convenzionate Ro+Ten, per ordini di importo inferiore a Euro 100,00 addebiterà in fattura all'Acquirente l'importo di Euro 8,00.
- Con spedizioni convenzionate Ro+Ten, per ordini di importo compreso tra Euro 100,00 e Euro 300,00 addebiterà in fattura all'Acquirente l'importo di Euro 12,91.
- 4.2 La fornitura verrà effettuata porto franco per ordini di importo superiore a Euro 300,00.

5. Pagamenti - Riservato Dominio

- 5.1 In caso di ritardo nel pagamento, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere a Ro+Ten gli interessi di mora secondo quanto disposto dal D. lgs. 231/2002, salvo il maggior danno. Al fine del computo degli interessi, ciascuna frazione di mese, verrà computata come un mese intero.
- 5.2 Ro+Ten si riserva di fatturare separatamente sia gli aumenti di prezzo di cui al precedente art. 3.2, sia le somme dovute a titolo di interesse.
- 5.3 È inteso che nessuna eccezione dell'Acquirente potrà valere quale titolo per sospendere o ritardare i pagamenti dovuti, per cui si conviene che ogni eventuale reclamo, eccezione, ragione e le contestazioni potranno essere fatte valere esclusivamente in un separato giudizio.
- 5.4 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati presso il seguente istituto di credito: Banca Intesa San Paolo S.p.A., IBAN: IT08H0306934050100000002156
- 5.5 In caso di vendita rateale ovvero vendita con pagamento differito, la proprietà dei prodotti si trasferirà all'Acquirente soltanto all'atto dell'integrale pagamento del corrispettivo.

6. Consegna - Passaggio dei rischi

- 6.1 I termini di consegna indicati da Ro+Ten decorrono dalla data di ricevimento dell'ordine, in ogni caso, sono puramente indicativi. Eventuali dilazioni dei termini di consegna, comunque non superiori a 30 giorni, non potranno legittimare l'Acquirente a pretese di alcun genere.
- 6.2 Ro+Ten si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali.
- 6.3 La data del D.D.T. verrà considerata ad ogni effetto come data di consegna laddove l'Acquirente non proceda in proprio al ritiro della fornitura ordinata.
- 6.4 Il trasferimento dei rischi sui prodotti oggetto della fornitura ha luogo nel momento della spedizione. Resta quindi inteso che i prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente e che, nell'eventualità in cui Ro+Ten, su richiesta dell'Acquirente, affidi ad un vettore o spedizioniere la fornitura, tale spedizione verrà effettuato da Ro+Ten in nome e per conto dell'Acquirente senza trasferimento dei rischi derivati dal viaggio.

7. Garanzia

- 7.1 All'Acquirente si applica la garanzia generale prevista dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile. L'Acquirente dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, alla garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten, decorso il termine di un anno dalla data di consegna del prodotto.
- 7.2 Laddove l'Acquirente rientri nella qualifica di consumatore di cui all'Art. 3 del Codice del Consumo, resta ferma la sola garanzia legale di conformità ex Art. 128 ss. del Codice del Consumo sui prodotti della durata di due anni dalla data di consegna. In ogni caso, l'Acquirente consumatore dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, a qualsiasi garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten, decorso il termine di due anni dalla data di consegna del prodotto.
- 7.3 La garanzia di cui agli articoli che precedono non copre i difetti del prodotto derivanti da normale usura, uso anomalo o improprio, da eventi accidentali o comunque dolosamente provocati al prodotto medesimo, né copre i difetti derivanti da riparazioni effettuate da soggetti diversi dal produttore o dal venditore.

- 7.4. In presenza di un acclarato vizio di conformità, il cliente ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del bene difettoso da parte di Ro+Ten, senza addebito di spese, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
- 7.5. Ro+Ten fornisce una garanzia sui pezzi di ricambio della durata di sei mesi dalla data di consegna.
Pertanto l'acquirente dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, alla garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten S.r.l., al termine dei sei mesi dalla data di consegna del predetto pezzo di ricambio, in deroga all'art. 1490 c.c. e ss.
- 7.6. È espressamente esclusa ogni garanzia ulteriore rispetto a quelle indicate.

8. Restituzione dei prodotti

- 8.1 Nessun prodotto potrà essere restituito dall'Acquirente senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Commerciale di Ro+Ten. Tale autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai difetti denunciati.
- 8.2 In assenza dell'autorizzazione scritta da parte della Ro+Ten i prodotti restituiti verranno immediatamente rispediti all'Acquirente, con addebito dei relativi costi.
- 8.3 Le spese di restituzione, come pure quelle per la riconsegna all'Acquirente dei prodotti eventualmente sostituiti, saranno a carico dell'Acquirente. Resi di merce con spese di trasporto a carico di Ro+Ten verranno automaticamente respinte.
- 8.4 In ogni caso, si conviene che non sarà ammessa la restituzione dei prodotti che risultino:
- obsoleti e/o fuori listino
- in confezione non originale e/o manomessi e/o danneggiati.
- 8.5 Per resi autorizzati, l'Acquirente è tenuto a specificare sul documento di trasporto alla voce causale il motivo del reso e il numero di autorizzazione del materiale reso. La spedizione di tutti i prodotti resi dovrà essere indirizzata presso il magazzino di Ro+Ten, Magazzini spedizioni, Via Comasina n. 111, 20843 Verano Brianza MB

9. Decadenza del beneficio del termine.

Clausola risolutiva espressa. Solve et repete

- 9.1 In caso di vendita della fornitura con pagamento rateale, il mancato rispetto di anche uno solo dei termini di pagamento comporterà la decadenza dell'Acquirente dal beneficio del termine e, pertanto, Ro+Ten avrà facoltà di richiedere l'immediato pagamento dell'intero prezzo.
- 9.2 Senza pregiudizio per quanto precede, in caso di mancato o ritardato pagamento, Ro+Ten avrà altresì il diritto di determinare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'Acquirente.
- 9.3 Per l'effetto, l'Acquirente, oltre a dover provvedere all'immediata restituzione dei prodotti, a sue spese, sarà tenuto a corrispondere a Ro+Ten una penale pari al 10% del prezzo d'acquisto dei prodotti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Risoluzione

- Oltre che nelle altre ipotesi espressamente previste nelle presenti condizioni generali, il contratto di fornitura si intenderà automaticamente risolto, per effetto dell'invio di comunicazione scritta all'Acquirente da parte di Ro+Ten, qualora a carico dell'Acquirente intervenga o sia richiesta l'apertura di una procedura di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altra procedura, o l'Acquirente sia messo in liquidazione.

11. Forza Maggiore

- Nel caso in cui Ro+Ten non sia in grado, in tutto o in parte, di consegnare la fornitura dell'ordine ricevuta dall'Acquirente, a causa di eventi di forza maggiore o di eventi di caso fortuito non evitabili, la consegna verrà sospesa ovvero cancellata, estinguendosi l'obbligazione, in relazione al tipo di impedimento. Nei predetti casi non potrà essere invocata la responsabilità di Ro+Ten né, tantomeno, potranno essere chiesti e ottenuti risarcimenti del danno.

12. Diritti di proprietà industriale

- Qualunque menzione o utilizzo dei marchi, nomi commerciali, sigle, o loghi appartenenti o depositati o comunque utilizzati da Ro+Ten, ovvero da società dalla medesima rappresentate, su qualsiasi tipo di supporto, e qualunque sia l'utilizzo e la destinazione, dovranno essere preliminarmente autorizzati per iscritto da Ro+Ten. È vietata la vendita on-line di tutti i prodotti per i quali Ro+Ten, sulle relative confezioni e/o al loro interno, ha espressamente escluso la vendita attraverso tale canale distributivo.

13. Legge applicabile - Foro competente

- 13.1 I contratti retti dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
- 13.2 Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dei contratti retti dalle presenti condizioni generali sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano

14. Informazioni ai sensi della Privacy

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 lett. a, b, c, D. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 6 lett. b - f, Regolamento UE 679/2016, Ro+Ten comunica ai propri acquirenti che i dati personali dagli stessi conferiti al momento della sottoscrizione dell'ordine e/o della compilazione della fattura sono esclusi dal consenso dell'interessato in quanto raccolti, trattati e detenuti unicamente per le seguenti attività: fornitura dei servizi richiesti dall'interessato nell'ambito del rapporto/ contratto in essere (es. fornitura prodotti; gestione rapporto commerciale; adempimento obblighi precontrattuali; conclusione contratti; etc.); finalità legate all'organizzazione delle iniziative istituzionali, ivi comprese finalità di interesse legittimo correlate; adempimenti amministrativi (es. fatturazione), contabili e fiscali, recepimento e gestione di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio in materia di anticiclaggio) a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo; l'esercizio dei diritti del Titolare e gestione di un eventuale contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza.

Le condizioni generali di vendita sopra specificate sono in vigore a far data dal 1 gennaio 2022.



ORTHOSERVICE RO+TEN

Take care feel better



www.orthoservice.com



UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015



Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA



9DCC T00019ITA03.0122



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento

(art. 2497bis CC): **Orthoservice AG** (CH) 6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Le descrizioni e le immagini presenti in questo documento sono a mero scopo esemplificativo e commerciale. Orthoservice Ro+Ten si riserva il diritto di modificarle in base alle proprie necessità



RO+TEN S.r.l.

Via Comasina, 111

20843 Verano Brianza (MB)

tel. +39 039 601 40 94

fax +39 039 601 42 34

info@roplusten.com

www.roplusten.com



PER EFFETTUARE UN ORDINE:

numero verde fax
800-905380



inviaci una email

ordiniclienti@roplusten.com



ordina on-line

www.orthoservice.com

