



## Quand proposer la ligne Stepper?

Les orthèses Stepper ont été conçues pour s'adapter à un  **pied enflé et douloureux, à la suite d'une opération**. Elles apportent tout le **soutien** nécessaire, mais aussi **confort** et **assurance**. Elles protègent les zones fragilisées contre les chocs accidentels, tout en les soulageant du poids, et procurent une **agréable sensation de sécurité** lors des déplacements.

9100P10202FR001.0424

# stepper

M23001 • Stepper SURG Orthèse postopératoire de pied

Code	M23001					
Taille	XXS	XS	S	M	L	XL
Pointure	34/36,5	37/38,5	39/41	41,5/43	43,5/45	45,5/47

fournie individuellement – ambidextre

### Indications

- Orthèse postopératoire conçue pour la stabilisation et la décharge du pied (ex. : ostéotomies du pied, hallux valgus, etc.)

M23002 • Stepper DIGIT Orthèse postopératoire de décharge de l'avant-pied

Code	M23002					
Taille	XS	S	M	L	XL	
Pointure	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47	

fournie individuellement – ambidextre

### Indications

- Orthèse postopératoire conçue pour la décharge de l'avant-pied

M23003 • Stepper CAL Orthèse postopératoire de décharge de l'arrière-pied

Code	M23003					
Taille	XS	S	M	L	XL	
Pointure	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47	

fournie individuellement – ambidextre

### Indications

- Orthèse postopératoire prévue à la suite de chirurgies des tissus mous ou des os du talon
- Diminution sélective de la pression à la suite de fractures
- Rééducation à la suite d'ulcères de l'arrière-pied



Stepper SURG



Stepper DIGIT



Stepper CAL

RADIO LUCENT

RIGID SOLES

SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

UNISEX



orthoservice.com



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com

**ORTHOSERVICE RO+TEN**  
Take care feel better



# stepper

## Orthèse postopératoire de pied

**ORTHOSERVICE RO+TEN**  
Take care feel better

## Pourquoi choisir ces orthèses postopératoires?

- 1 Maximum de fonctionnalité** grâce à leur semelle ultra-rigide
- 2 Maximum de protection** grâce à leur forme carrée à l'avant assurant la protection des doigts
- 3 Maximum de confort** grâce à leur empeigne légère et respirante, et à leur grande ouverture permettant de les enfileur plus facilement
- 4 Unisexes**, pour une meilleure gestion des stocks



UNISEX



SEMELLE INTÉRIEURE  
EN EVA

OUVERTURE  
COMPLÈTE



### stepper SURG

- Aucune compensation en hauteur n'est nécessaire sur le membre controlatéral ; profil plat
- Réduction de la pression sur le talon et l'avant-pied grâce à la semelle rigide
- Profil facilitant le déroulement du pied

#### EMPEIGNE

- Légère et respirante
- Contrefort à l'arrière pour une meilleure stabilisation de l'arrière-pied
- Peut s'ouvrir complètement afin de l'enfileur plus facilement
- Bande Velcro® sur le cou-de-pied avec boucle de renvoi ; munie d'une doublure pour plus de protection
- Fermeture symétrique sur l'avant-pied, sans boucle



### stepper DIGIT

- Butée à 15° pour décharger la pression de l'avant-pied

#### SEMELLE RIGIDE

- Semelle antidérapante rigide avec barre de renfort
- Forme carrée à l'avant assurant la protection des doigts
- Semelle intérieure en EVA amovible afin de pouvoir éventuellement l'ajuster ou la remplacer

### stepper CAL

- Décharge sélective de la pression du talon



Design exclusif  
Orthoservice Ro+Ten